


Controlando la irritación de la piel

En el corazón de EfferCept® esta nuestra tecnología "SopHt". Esta fórmula mejorada esta hecha para ser suave con la piel. Al contrario de los productos convencionales, EfferCept es suave. De hecho, tiene un nivel de pH muy cercano al del agua. Los blanqueadores y yodos pueden provocar irritación por sus niveles de pH, pero EfferCept es suave con la piel, permitiendo una suavidad natural. Las manos del ordenadores también apreciarán el poder suave de EfferCept.

Suave por diseño

- La tecnología "SopHt" pH ayuda a mantener, regular y estabilizar el nivel de pH
- Ph neutro, similar al del agua
- No-irritante, suave con los pezones, ubres y manos.



900 Green Valley Rd.,
Beaver Dam, WI 53916
Servicio al cliente: 800-841-0410
www.activon.com

EfferCept®
SoftGuard™




El presellador perfecto

- Mata los microorganismos causantes de mastitis al contacto
- No irrita, suave en pezones y manos
- Costo efectivo a cualquier precio de la leche



Controlando Mastitis

Usted no puede vencer el poder de desinfección de EfferCept®, con la fuerza comprobada por el protocolo B de NMC (Consejo nacional de mastitis). Activon usa una molécula acida hipoclorica especial que maximiza la fuerza desinfectante, e incluso virtualmente elimina los efectos corrosivos asociados con los blanqueadores y yodos tradicionales.



Al contrario de las soluciones premezcladas, la tableta EfferCept se envía en forma seca. Esto permite que el poder efervescente sea activado con completa fuerza cuando se le adiciona cualquier tipo de agua potable – dura o blanda.

Simplemente, este rompimiento entrega una mejor eliminación de organismos, menos la irritación!

El mecanismo del ingrediente activo del EfferCept lo hace efectivo contra estos microorganismos:

- Escherichia coli
- Estafilococo aureus
- Estreptococo uberis
- Estreptococo agalactiae
- Salmonela cholerasuis
- Salmonela typhimurium
- Pseudomonas species
- Micoplasma species
- Micobacterium tuberculocous
- Klepsiela species
- Proteus vulgaris
- Listeria monocitogenes
- Candida species
- Aspergillus species
- Muchos virus

Poder desinfectante avanzado

- Probado por el consejo nacional de mastitis (NMC) protocolo B. "Reducción significativa" de infecciones intramamarias)
- En contacto, el EfferCept® mata el 99>9% de Stafilococcus aureus, y el 99.87% de streptococcus agalactiae*
- Control de amplio espectro de bacteria, esporas, hongos y virus
- Capacidad super limpiadora
- Poder de desinfección de avanzada, incluso en presencia de suciedad, estiércol, y otras materias orgánicas.
- Poder total in cualquier agua "tomable", dura o blanda.

Es el Effercept lo mismo que un blanqueador? NO!

- ✓ Mas del doble poder de desinfección que el blanqueador
- ✓ Ph no irritante de 6.7 Vs. 11
- ✓ Mas de 4 veces el poder de desinfección en presencia de materia orgánica
- ✓ Aumento dramático en mezclado y estabilidad de vida en estante

Un estudio de la universidad de Purdue mostró que el ingrediente activo del EfferCept, a la mitad de concentración del Clorox, demostró mayor actividad bactericida. Refiérase al cuadro comparativo de poder de desinfección

* Estudio del Laboratorio Nelson, 2003



Acondicionamiento con SoftGuard

Para aumentar la flexibilidad natural de la piel, hemos designado los aditivos SoftGuard para maximizar la suavidad y la protección y para que juegue un rol vital en el programa completo de control de mastitis.

SoftGuard Blue y Clear Aditives están diseñados especialmente para usarse con las tabletas EfferCept. Los aditivos de SoftGuard enriquecidos con aloe, penetran para ayudar a proteger, acondicionar y suavizar los pezones y las ubres.

El EfferCept con la formula SoftGuard no mezclada, puede ser usada en aspersión, copas de sumergimiento y productoras de espuma.

Facil de usar

El EfferCept es fácil de mezclar. Simplemente adicione 4 tabletas por galón de agua potable o 6 cuando las ubres de las vacas están expuestas a condiciones extremadamente sucias. Para medir volúmenes grandes estas disponibles convenientes cucharones medidores.

- Úselo como un sellador, aspersor o en lavado
- Tiene vida en estante de 10 días después de mezclado

Presellado solamente		un galón de agua + 4-6 tabletas de EfferCept
Pre-post-sellado		un galón de agua + 4-6 tabletas de EfferCept+ 1-2 oz de SoftGuard
Lavado de ubre		un galón de agua + 1 tableta de EfferCept